



Ascom NetPage Message over IP

Es ist wirklich ganz einfach. Mit NetPage können Sie wichtige Informationen über Ihren Webbrowser direkt an die Mobilgeräte Ihrer Kollegen senden. Sie haben dabei die Gewissheit, dass Ihre Nachricht augenblicklich versendet wird und Ihre Kollegen sofort informiert werden. Erforderliche Maßnahmen können direkt eingeleitet werden und Sie haben den Kopf wieder frei für andere Dinge.

Information ist alles

In jedem Unternehmen und in jeder Institution werden heute ein hoher Grad an Flexibilität und schnelle Reaktionszeiten gefordert. Management und Mitarbeiter sind somit auf einen schnellen und reibungslosen Informationsfluss angewiesen. Gerade innerhalb des Unternehmens ist die sofortige Weitergabe von Informationen zwingend notwendig – Mitarbeiter und Kollegen müssen überall schnell erreicht und informiert werden. NetPage gibt Ihnen die Möglichkeit, wichtige Informationen über das lokale Intranet direkt an die Mobilgeräte Ihrer Kollegen zu versenden. Um den Kommunikationsprozess zu kontrollieren, können Sie den Status verfolgen oder eine Bestätigung anfordern.

Zeit ist Geld

Mit NetPage verschwenden Sie keine kostbare Zeit. Die Zuverlässigkeit von NetPage garantiert die sofortige Textübertragung – Rückfragen bei Kollegen, ob sie die Nachricht erhalten haben, werden überflüssig. Dies erhöht den Workflow innerhalb Ihres Unternehmens und sorgt für einen effektiveren und kostengünstigen Einsatz der Ressourcen. Auf NetPage ist Verlass. Der Service wird verbessert und im Krankenhausbereich kann das IP-Messaging sogar Leben retten.

Moderne Alternative

NetPage ist die perfekte Lösung für Rezeptionisten oder Mitarbeiter, die

die Aktivitäten von mobilen Kollegen koordinieren. Darüber hinaus kann jeder Mitarbeiter mit autorisiertem Intranetzugang diese Lösung nutzen und Nachrichten versenden. Die Mitteilung erscheint sofort auf dem Display des Empfängers, auch wenn er gerade telefoniert oder eine Konferenzschaltung aktiviert ist.

Just in time

Um noch mehr Geld zu sparen, können Sie Nachrichten vorprogrammieren und Gruppen einrichten. Für Notfälle bzw. lebensbedrohliche Situationen können Aktionsgruppen und die entsprechenden Textmitteilungen vorher definiert werden.

Standardisierte Mitteilungen und Alarme verringern menschliche Irrtümer, erhöhen die Effektivität der Arbeitsprozesse und die Sicherheit im Unternehmen.

Individuelle Anpassung

Die grafische Benutzerschnittstelle kann ganz auf Ihre individuellen Anforderungen und Wünsche abgestimmt werden. Nachrichten, Benutzergruppen sowie Zugangsberechtigungen können vorab definiert werden. NetPage wurde bereits für die unterschiedlichsten Bereiche, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Altenheime, Industrie und viele andere, erfolgreich angepasst.



Ascom 9d



teleCOURIER



teleCARE M



telePROTECT

Leistungsmerkmale

Hohe Verfügbarkeit

- keine beweglichen Teile
- «embedded» Software

Einfacher Messaging-Zugang

- Webbrowser

Einfache Installation

- kein PC notwendig

Individuelle Benutzeroberfläche

- anwenderfreundliche GUI

Einfache Administration über Webbrowser

- mühelose Konfiguration

Integrierte Dienste

Webbasiertes Messaging

- Nachrichten senden über Webbrowser

Vordefinierte Gruppen

- bis zu 20 lokale Gruppen
- bis zu 30 globale Gruppen

Vordefinierte Nachrichten

- bis zu 30 lokale Nachrichten
- bis zu 30 globale Nachrichten

Abwesenheitsanzeige

- Wenn sich das Mobiltelefon im Ladefach befindet, wird dies in der Statuszeile angezeigt

Integriertes Telefonbuch

Nachrichtenstatus

- Übertragungsstatus
- Rufumleitung, Abwesenheits- und Quittierungsstatus

Es ist möglich, einen bestimmten Rufnummernbereich auszuwählen

Sie können Rufton und Priorität für jede Nachricht auswählen

Automatische Rufe via URL

- Es besteht die Möglichkeit, andere Webseiten mit NetPage zu verlinken

Auswahl zwischen automatischer oder manueller Bestätigung

Fernlöschung von vorher gesendeten Nachrichten

Positive oder negative Bestätigung

Unterstützte Systeme

System 900

Ascom 9d

System 5000

Technische Spezifikationen

Microsoft Internet Explorer 5.0™ oder höher

Versorgungsspannung: 12,5 V±10%

Datenschnittstelle: 10/100BaseT-Ethernet (Modulstecker, RJ45) mit Elise2

Für den vollen Funktionsumfang ist die Unterstützung von CSS und JavaScript erforderlich

Optionale Anbindung

IP-Messaging via LAN (Unite)

System 900 via A-Bus

Ascom Deutschland GmbH
Wireless Solutions
Edisonstraße 11–13, D-60388 Frankfurt
T +49 6109 738-0, F +49 6109 738-333
www.ascom.de

Ascom Austria Gesellschaft m.b.H
Wireless Solutions
Lemböckgasse 49, A-1230 Wien
T +43 1 81177-0, F +43 1 81177-10
www.ascom.at

ascom